



METRICURE

Ficha técnica

Metricure soluciona los problemas infecciosos del útero, contiene la sal benzatínica de la Cefapirina la cual asegura persistencia de niveles endometriales activos por más de 24 horas post-tratamiento. Es una suspensión intrauterina con acción bactericida de amplio espectro

Composición

Cefapirina Benzatinica	500 mg
Excipientes c.s.p.	Jeringa de 19g.

Indicaciones

Metricure está indicado para el tratamiento de la endometritis subaguda y crónica en vacas (al menos 14 días después del parto) causada por bacterias sensibles a la cefapirina

Metricure también puede ser usado para tratar casos de reproductoras repetidoras (más de tres inseminaciones fallidas), si se sospecha que la causa de la infertilidad es una infección bacteriana.

Dosis y Vía de Administración

El contenido de una jeringa de Metricure debe ser introducido en el interior del lumen uterino usando el cateter desechable proporcionado, tal y como se describe a continuación:

1. Agite la jeringa antes de usar.
2. Ajuste la jeringa al cateter.
3. Introduzca una mano con guante por el recto y sostenga el cuello del útero.
4. Introducir el cateter a través del cérvix hasta el lumen uterino con movimientos oscilantes suaves.
5. Inyecte Metricure.

Dependiendo de la respuesta, en algunos casos puede ser necesario un segundo tratamiento 7-14 días después, si los signos clínicos persisten.

En animales que han sido inseminados, Metricure puede ser usado un día después de la inseminación. En casos de piometra se recomienda un tratamiento previo con prostaglandinas con el fin de inducir luteolisis y eliminar los desechos de la cavidad uterina.



Advertencias y correcta administración

Agitar la jeringa antes de usar.

Contraindicaciones

No se debe administrar en animales con hipersensibilidad a las cefalosporinas y otros antibióticos beta-lactámicos.

Reacciones adversas

Puede ocurrir rara vez reacciones de hipersensibilidad a la cefalosporina.

Advertencias especiales

Precauciones especiales para su uso en animales.

El uso del producto debe estar basado en pruebas de sensibilidad y tener en cuenta las políticas antimicrobiales oficiales y locales.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales.

Las penicilinas y cefalosporinas pueden producir hipersensibilidad (alergia) tras la inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. La hipersensibilidad a penicilinas puede conducir a sensibilidad cruzada con cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser ocasionalmente graves.

No manipule este medicamento veterinario si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con este tipo de productos.

Manipule este medicamento veterinario con sumo cuidado para evitar exposiciones, tomando todas las precauciones recomendadas.

En caso de contacto accidental con los ojos, enjuague inmediatamente con agua abundante y obtenga atención médica.

Derrames accidentales en la piel deben ser lavados inmediatamente con agua y jabón.

Si desarrolla síntomas tras la exposición tales como enrojecimiento de la piel, acuda al médico y muéstrole estas advertencias. La inflamación de la cara, labios y ojos o la dificultad para respirar son síntomas más graves que requieren asistencia médica urgente.

Uso durante la gestación y la lactancia.

Metricure no está recomendado para su uso en animales preñados.

Metricure puede ser usado durante la lactación.

Interacciones con otros medicamentos y otro tipo de interacciones.

No administrar junto con otros antibióticos intrauterinos.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario.



Durante un estudio de seguridad post-parto en vacas administrando Metricure 5 veces la dosis recomendada durante 3 días consecutivos el producto fue bien tolerado.

Incompatibilidades

Ninguna conocida.

Tiempo de espera:

Carne y vísceras: 24 horas

Leche: 0 horas

Precauciones especiales de conservación

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

No usar después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Información adicional

La Cefapirina, cefalosporina de primera generación, es un antibiótico de amplio espectro con acción bactericida contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. La cefapirina es resistente a la acción de la penicilinasas. Después del tratamiento intrauterino, la absorción sistémica es baja, lo cual se refleja en los bajos niveles plasmáticos de cefapirina observados poco tiempo después del tratamiento. Doce horas después del tratamiento los niveles de cefapirina en plasma se encuentran por debajo de los niveles detectables. Después de la administración intrauterina de Metricure se observan altos niveles de concentración de cefapirina en el endometrio. Concentraciones endometriales pueden ser observadas hasta 24 horas después.

Presentación

Caja con 10 inyectores, 10 cateteres y 10 guantes

FABRICADO POR:

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100

www.msd-animal-health.com.pe



IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F.03.06.I.513